

## **Appareil Electro Stimulation Poitrine**

### **Notice d'emploi**

#### **Mise en place des piles :**

- Enlever le couvercle des piles en le tirant vers le bas
- Placer les piles comme indiqué sur l'appareil
- Remettre le couvercle en place

#### **Connections des cables :**

- Vous pouvez utiliser un seul PAD ou les 2 PADs simultanément à votre convenance.
- Connecter les cables comme sur les figures A et B

#### **Mise en place des PADs :**

- Mettre du gel conducteur sur la partie noire des PADs en silicone
- Connecter les cables des PADs à l'appareil (prise au dessus de l'écran LCD)
- Fixer les PADs entre la poitrine et le soutien gorges (figure D)

#### **Utilisation de l'appareil :**

- Allumer l'appareil (bouton ON à droite)
- Choisir le programme vous convenant et la puissance à appliquer par les boutons Mode et Speed (les 2 boutons du milieu)
  - o Mode 1 : pour toutes les femmes, pour une forme plus sexy et accentuée
  - o Mode 2 : Agrandissement de poitrine
  - o Mode 3 : Durcissement des seins tombants
  - o Mode 4 : Propose un développement complet de la poitrine (galbe et fermeté)
  - o Mode 5 : Pour les jeunes mamans qui allaitent, permet d'augmenter la production de lait

Choisir la vitesse la plus adaptée à votre corps, et à vos aptitudes (vous pouvez augmenter au fur et à mesure des séances).

#### **Mises en garde :**

- Ne pas utiliser chez :
  - o La femme enceinte
  - o Les porteurs de pacemaker
  - o Les personnes ayant des problèmes de peau
  - o Les personnes souffrant de trouble de la circulation